

nopa[®] instruments



february 2020


 INFORMATION PLUS
arthroscopy
arthroskopie

nopa offers a large selection of arthroscopy instruments for knee, shoulder, hip and small joints. Whether punches, scissors or grasping forceps - all instruments impress with sharpness, strength and stability due to guide rails and pinless working ends. The variety of the working ends is supplemented by different variations of handles, which allow a comfortable use of the instruments.

nopa bietet eine große Auswahl an Arthroskopie-Instrumenten für Knie-, Schulter-, Hüft- und Kleingelenke. Egal ob Stanzen, Scheren oder Faszangen - alle Instrumente überzeugen durch Schärfe, Kraft und Stabilität, bedingt durch Führungsschienen und den stiftlos angefertigten Arbeitsenden. Die Vielfalt der Arbeitsenden wird ergänzt durch verschiedene Variationen an Handgriffen, die optimal in der Hand des Anwenders liegen und ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.


The listed instruments are used in the following areas:

Die aufgeführten Instrumente finden ihre Anwendung in folgenden Bereichen:



To ensure the best possible cleaning, **nopa** offers a modified version as an alternative by the „**advanced product line**“. The „**advanced product line**“ differs from the „**basic product line**“ through a different shaft design. The integrated grooves of the shaft allow optimum cleaning of the instruments.

Um eine bestmögliche Reinigung zu erzielen, bietet **nopa** mit der „**Advanced Produktlinie**“ eine erweiterte Ausführung. Der Unterschied zur „**Basic Produktlinie**“ liegt in der Ausführung des Schafts. Die in dem Schaft integrierten Rillen erlauben eine optimale Reinigung der Instrumente.



Different types of working ends enable easy access to joints:
 Verschiedene Ausführungen der Arbeitsenden erleichtern den Zugang zu Gelenken:



straight / gerade



upbiter / Maul aufgewinkelt

Tip: angled - increased access to the posterior meniscus.
 Maulteil: aufgewinkelt - leichter Zugang zum hinteren Bereich des Meniskus.



upswept / aufgebogen

Shaft: upswept - follows the contour of the condyle and keeps the cutting surface parallel to the tibial plateau.
 Schaft: aufgebogen - folgt der Kontur des Kondylus und hält die geschnittene Oberfläche parallel zum Tibial Plateau.



curved left and right / links und rechts gebogen

Shaft: curved - to reach the anterior and posterior meniscus.
 Schaft: gebogen - zum Erreichen des vorderen und hinteren Meniskus.

4 INFORMATION PLUS



nopa[®] instruments
traditionally modern

nopa instruments

Medizintechnik GmbH
Weilatten 7-9
78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49 7462 9490-0
Fax +49 7462 9490-90
info@nopa.de
www.nopa.de

Herstellung und Verkauf chirurgischer
und endoskopischer Instrumente.
Manufacture and Sales of Surgical
and Endoscopic Instruments.



10/2019

We expressly point out that the products shown / mentioned may only be used and operated by trained specialist personnel with the appropriate qualifications, and for the proper, intended and prescribed purpose as specified in the operating instructions. Improper and/or non-prescribed use of the products may lead to serious and undesirable consequences as well as complications.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gezeigten / genannten Produkte nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und unter der Voraussetzung des sachgemäßen, zweckbestimmten und bestimmungsgemäßen Gebrauchs, laut Angaben der Bedienungsanleitung verwendet und eingesetzt werden dürfen. Unsachgemäße und die nicht bestimmungsmäßige Verwendung der Produkte, kann zu schwerwiegenden und unerwünschten Folgen, sowie Komplikationen führen.